



# Ультразвуковой скрабер Olzori U-Sonic

Руководство пользователя





OLZORI™ U-Sonic — многофункциональный прибор для любого типа кожи с 4 рабочими режимами — осуществляет комплексный уход за кожей лица на основе современных эффективных методик с использованием ультразвуковых волн, микротоков и гальванических токов ионного воздействия.

### **В КОМПЛЕКСЕ С КОСМЕТИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ ПРИБОР ЭФФЕКТИВНО:**

- удаляет загрязнения и ороговевшие клетки эпидермиса,
- деликатно очищает кожу лица от акне и черных точек,
- существенно сокращает поры,
- способствует уменьшению морщин,
- повышает эластичность, тонус и упругость кожи лица,
- способствует ускорению кровообращения и улучшению лимфатической циркуляции,
- ускоряет метаболические процессы и вывод токсинов из клеток кожи,
- стимулирует естественную способность клеток тканей кожных покровов к регенерации,
- улучшает цвет лица и рельеф кожи,
- нормализует выделения сальных желез,
- значительно повышает способность клеток тканей кожных покровов к поглощению питательных веществ,
- улучшает проникновение уходовых косметических средств в кожу,
- снижает отечность лица и «круги» под глазами,
- сокращает возрастные изменения и проявления фотостарения,
- способствует снижению количества содержащегося в клетках кожных покровов меланина, что приводит к отбеливанию кожных покровов и уменьшению пигментации.

### **ПРЕИМУЩЕСТВА:**

- три технологии в одном приборе: ультразвук с частотой колебания 28 000 Гц, микротоки, гальванические токи с положительной и отрицательной полярностью;



- многофункциональность — позволяет самостоятельно в домашних условиях выполнить основной комплекс уходовых и омолаживающих косметологических процедур;
- ультратонкий эргономичный дизайн делает устройство удобным в применении;
- компактность, легкий вес, автономность за счет встроенной аккумуляторной батареи — прибор U-Sonic станет вашим полезным помощником дома, в деловых поездках, на отдыхе;
- экономия денег на дорогостоящих процедурах в косметологических салонах;
- качественная сборка, корпус изготовлен из гипоаллергенных материалов с применением высококачественных пластиков, приятных на ощупь и не имеющих посторонних запахов;
- заводская инструкция и гарантийный талон на русском языке;
- подарочная упаковка премиального качества.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Имеет четыре режима работы и предназначен для проведения следующих процедур ухода за кожей лица.

### УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ЧИСТКА (режим **Cleaning**)

Процедура обеспечивает деликатную и эффективную очистку кожи ультразвуком с мягким отшелушиванием ороговевших частиц, удалением поверхностной грязи, черных точек и подкожного жира, а также отличную профилактику образования любых загрязнений в порах, не подвергая кожу растяжению и механическому повреждению верхних слоев. Прибор воздействует на эпидермис звуковыми волнами поперечной формы с частотой колебания 28 000 Гц. При ультразвуковой чистке с использованием косметических средств происходит воздействие высокочастотными колебаниями на косметическое средство, предварительно нанесенное на кожу.



Возникают «микроструи», ослабляющие связи между мертвыми роговыми клетками эпителия и способствующие их быстрому удалению.

### **МИКРОМАССАЖ, ТОНИЗИРОВАНИЕ, УВЛАЖНЕНИЕ, ЛИФТИНГ (режим Lifting)**

Процедура имеет различную направленность и проводится при одновременном воздействии на кожу ультразвуковых волн и микротоков. Микротоки — это слабые импульсные токи, схожие по характеристикам с электрическими импульсами человеческого тела. Мягкое, деликатное воздействие микротоками в сочетании с ультразвуковыми вибрациями приводит к повышению активизации обменных процессов в клетках кожи, ее тонизированию, значительному улучшению микроциркуляции крови, ускорению метаболических процессов, обмена веществ, синтеза белков и, как результат, к эффекту лифтинга и омоложения кожи. Комбинация ультразвука и микротоков значительно усиливает скорость и глубину проникновения в кожу активных веществ косметических средств и повышает эффективность их действия.

При проведении процедуры используется широкий спектр косметических средств, которые подбираются в зависимости от состояния, проблематики кожи и требуемого эффекта.

### **ДЕЗИНКРУСТАЦИЯ (глубокое очищение кожи) и ИОНОФОРЕЗ (глубокое проникновение уходовых косметических средств в кожу) — режимы Ion+ и Ion-**

Эти два режима позволяют производить одновременное воздействие на кожу ультразвуковыми волнами и постоянным гальваническим током с положительными или отрицательными ионами. Эффект процедуры напрямую зависит от используемого косметического препарата.

Косметические и лекарственные средства для ионофореза должны содержать вещества, которые способны разделяться на ионы. Это могут быть комбинированные коктейли, гели, кислоты, витамины, щелочные составы и



другие средства, которые с помощью гальванического тока пронизывают наружные слои кожи и проникают вглубь, в отличие от простого нанесения на поверхность кожи.

- Действие ультразвукового прибора U-Sonic имеет накопительный эффект.
- Рекомендуется регулярное курсовое использование прибора.
- Аппарат подходит для всех типов кожи и не имеет возрастных ограничений.
- Имеет функцию автоматического отключения через 5 минут использования.

## РЕЗУЛЬТАТ

При регулярном курсовом применении аппарата U-Sonic улучшается общее состояние кожи лица. Кожа становится упругой, хорошо очищенной, более здоровой. Лицо выглядит свежим, отдохнувшим. Улучшается цвет и тон лица. Усиливается выработка клетками коллагена и эластина, обеспечивается необходимый уровень влаги в коже, уменьшаются застойные явления в тканях и ускоряются процессы регенерации. Ультразвуковой прибор способствует устранению черных точек, разглаживанию морщин и запуску процессов омоложения. При этом побочные действия в виде раздражений кожи отсутствуют.