



магазин  
ИННОВАЦИЙ

# Беспроводной электромассажер Olzori Riffo

Руководство пользователя





## 1. Тип товара: массажер для тела

## 2. Характеристики

- Материал корпуса: АБС-пластик
- Емкость аккумулятора: 700 мАч
- Номинальная мощность: 3,2 Вт
- Время зарядки: до 3 часов
- Размеры (без насадок): 154 x 63 x 62 мм
- Вес (без насадок): 180 г
- Размеры упаковки: ~190 x 85 x 75 мм
- Вес в упаковке: 370 г

## 3. Руководство по эксплуатации

Перед использованием массажера его рекомендуется зарядить. Для этого воспользуйтесь кабелем из комплекта – один его конец соедините с массажером, а второй вставьте в сетевой USB-адаптер.

**Обратите внимание:** для полной зарядки устройства необходимо около 3 часов.

Перед включением устройства наденьте на него одну из двух вакуумных насадок. Для более интенсивной вакуумной стимуляции используйте большую насадку с двумя роликами. Чтобы надеть насадку, прижмите ее к выступающей стороне прибора (на обратной стороне области, где расположены кнопки). После того как насадка зафиксирована, вы можете использовать устройство.

**Примечание:** перед использованием массажера обработайте рабочую поверхность прибора салфеткой с дезинфицирующим раствором, не допуская попадания влаги внутрь массажера.

**Важно:** перед массажем рекомендуется нанести на кожу средство, предназначенное для массажных процедур – например, крем или масло.

Чтобы включить прибор, нажмите кнопку **EMS** или **LIPO**. Кнопка **EMS** активирует EMS-стимуляцию. Воздействие EMS-импульсами приводит к попеременному сокращению и расслаблению мышц – происходит аппаратная тренировка



мышц. С возрастом мышечные волокна растягиваются и ослабевают. EMS-стимуляция аналогична по своему эффекту обычным физическим упражнениям. Частота, сила тока, форма и полярность EMS-импульсов в аппарате Olzori Riffo подобраны с учётом строения мышечных тканей и особенностей нервных окончаний кожи основных участков тела (бедро, ягодицы, ноги, руки).

Используйте электромиостимуляцию, чтобы:

- восстановить естественную работу и тонус мышц;
- улучшить питание тканей;
- избавиться от дряблости и подтянуть кожу;
- сократить жировые отложения.

Кнопка **LIPO** активирует вакуумную стимуляцию. Это метод воздействия на кожу, подкожно-жировую клетчатку и мягкие ткани, суть которого заключается в создании разрежения внутри емкости. Эффект достигается благодаря раздражению кожных рецепторов, местному притоку крови и лимфодренажу. Вакуумный массаж более глубоко воздействует на ткани в сравнении с ручными методами.

В приборе предусмотрена кнопка **RELEASE** для мгновенного уменьшения мощности вакуумного всасывания и безболезненного снятия вакуумной чаши-насадки с поверхности кожи.

Используйте вакуумное всасывание, чтобы:

- избавиться от целлюлита и уменьшить объемы тела;
- снять боли в спине;
- восстановить мышцы после интенсивных физических нагрузок или после травм;
- повысить местный иммунитет;
- повысить эластичность и упругость кожи.

Световые индикаторы над кнопками показывают, какой уровень мощности выбран для EMS- и вакуумной стимуляции. Нажимая на кнопки **EMS** и **LIPO**, вы можете регулировать интенсивность каждого вида массажа, а также сочетать их или использовать отдельно.

При применении устройства используйте разные варианты массажных



движений. Проводите массаж непрерывными прямыми, круговыми, зигзагообразными или спиралевидными движениями.

После процедуры выпейте небольшое количество теплой воды, чтобы восполнить потребляемую организмом жидкость, стимулировать обмен веществ и ускорить вывод токсинов и шлаков из организма.

**Важно:** не рекомендуется проводить массаж в области лица, шеи, щитовидной железы, сердца, а также в интимных зонах.

После каждой процедуры очищайте устройство от остатков массажного масла или косметического средства. Выключите прибор и отключите его от зарядки до начала чистки и обслуживания. Для очистки рабочей поверхности используйте влажную салфетку с содержанием дезинфицирующего средства. Протирайте корпус массажера нейтральным очищающим средством. Для хранения массажера используйте тканевый чехол из комплекта.

**Обратите внимание:** прибор не является водонепроницаемым. Не пытайтесь промыть массажер под струей воды. Рекомендуется исключить попадание воды или других жидкостей внутрь прибора, чтобы избежать короткого замыкания, выхода устройства из строя или поражения электрическим током во время использования.

В комплект с массажером входят дополнительные фильтрующие элементы (10 шт.). Встроенный в прибор фильтр предотвращает попадание внутрь устройства ороговевших частиц кожи, кожного жира, а также эфирных масел и косметических средств, используемых при проведении массажных процедур. При этом фильтр не предназначен для удержания частиц воды.

Фильтр не одноразовый – вы можете извлечь его из массажера, чтобы выполнить очистку. При необходимости промойте фильтр под краном и полностью высушите его перед установкой в массажер. В случае сильного загрязнения фильтра его рекомендуется заменить на новый.

#### 4. Меры предосторожности

Не пытайтесь разобрать или модифицировать устройство.

Не допускайте попадания влаги на корпус или внутрь устройства.



Прибор не допускается использовать в случае проблем с сердечно-сосудистой системой, кожных заболеваний, беременности, а также в ряде других случаев. Перед использованием массажера проконсультируйтесь со специалистом.

Для зарядки массажера не используйте поврежденные кабели или сетевые адаптеры.

Храните устройство в сухом месте, защищенном от прямых солнечных лучей, вдали от источников огня и нагревательных приборов.

Храните устройство в недоступном для детей месте.

## 5. Комплектация

- Массажер
- Вакуумные насадки (2 шт.)
- Зарядный кабель
- Чехол
- Тканевая салфетка
- Дополнительные фильтры (10 шт.)
- Документация

6. Страна-разработчик: КНР  
Страна-производитель: КНР