



магазин
ИННОВАЦИЙ

Раствор для приготовления мыльных пузырей Bright Bubble

Руководство пользователя



1. Тип товара: средство для приготовления мыльных пузырей

2. Характеристики

- Емкость одной упаковки: 10 мл
- Упаковок в комплекте: 10 шт.
- Размеры упаковки: 85 x 60 x 40 мм
- Вес в упаковке: ~45 г

3. Руководство по эксплуатации

Средство поставляется в удобной упаковке, которую можно открыть, просто надорвав край. Чтобы приготовить раствор, который подойдет для обычных «колечек» для выдувания пузырей, достаточно смешать содержимое одного пакетика со 100 мл воды. Для генератора мыльных пузырей понадобится более насыщенный раствор: в этом случае содержимое пакетика следует размешать в 50-70 мл воды.

Избегайте попадания мыльных пузырей и средства в глаза. Если это все же произошло, промойте глаза большим количеством воды. Избегайте проглатывания средства. Дети должны быть осведомлены об опасности этого и использовать раствор только под присмотром взрослых.

4. Комплектация

- Раствор для приготовления мыльных пузырей (10 пакетиков)

**5. Страна-разработчик: КНР
Страна-производитель: КНР**